



MD Aktivátor pre anaeróbne tekuté plasty

Popis Čistí, odmasťuje a urýchľuje pevnosť anaeróbných lepidiel a tesniacich materiálov. Pevnosť sa dosiahne do 20 - 120 sekúnd, v závislosti od anaeróbného lepidla a medzery medzi dielmi a teplotou miestnosti.	
Fyzikálne vlastnosti	
Zloženie	Organické
Farba	zelená
Viskozita (20°C – mPa.s)	1 - 2
Hustota (20°C – g/ml)	0,8
Teplota vznietenia (ISO 2592)	0°C
Vyparovací tlak 25°C	50 mbar
Toxicita	TLV 270 ppm
Reakcia na povrchu	24 hours
Skladovateľnosť	1 year
Aplikácia Aplikujte anaerobické produkty na jednu stranu. Aktivátor v spreji na druhú stranu a priložte diely k sebe. pri znečistených povrchoch bude možno teba postup zopakovať. Pre porézne povrchy bude možno potrebné použitie aktivátora 2x. Nechajte rozpúšťadlo odpariť sa. Zlepte povrchy najneskôr do 7 dní po aktivácii. MD aktivátor č. 11 urýchľuje tvrdnutie: MD skrutkového zaistenia MD zaistenia ložísk a puzdier MD tesnenia rúrkových závitov MD plošného tesnenia	
RoHS kompatibilné	
Balenie	Kód
150 ml sprejová nádoba, 6 ks	Art-No.: MAC.A11.Y150